

ZESTAW MASEK KRTANIOWYCH PVC 3, 4, 5 + STRZYKAWKA + 3X LUBRYKANT



Zestaw trzech masek krtaniowych w rozmiarach nr 3, 4, 5 wraz ze strzykawką napełniającą oraz trzema lubrykantami. Produkt wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia drożności dróg oddechowych.

Kod produktu: INT-005

66,00 zł z VAT, 61,11 zł netto

Opis

Zestaw trzech masek krtaniowych w rozmiarach nr 3, 4, 5 wraz ze strzykawką napełniającą oraz trzema lubrykantami. Produkt wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia drożności dróg oddechowych.

Charakterystyka produktu

- wykonany z przezroczystego, medycznego PVC
- elastyczny mankiet uszczelniający w kształcie elipsy umożliwiający bezpieczną kontrolę oddechu
- korpus maski zawierający dokładny opis – rozmiar maski, przedział wagowy pacjenta oraz objętość mankietu wraz z ciśnieniem jego wypełnienia
- uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- balonik kontrolny z informacją o maksymalnej objętości mankietu wraz z kolorowym zabezpieczeniem umożliwiającym szybką identyfikację rozmiaru maski
- produkt sterylny, jednorazowego użytku

Skład zestawu

- maski krtaniowe w rozmiarze 3, 4, 5 – po 1 sztuce
- lubrykant w saszetce Optilube – 3 sztuki
- strzykawka do napełniania mankietów

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Maska krtaniowa

Producent – Bonree Medical Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Strzykawka

Producent – ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

Lubrykant

Producent – Optimum Medical Solutions Ltd, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – MT Promedt Consulting GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

– Bonree Medical Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.