

# ZESTAW OPATRUNKÓW HYDROŻELOWYCH BURNTEC DLA PSP W TORBIE



Zestaw opatrunków hydrożelowych BurnTec zgodny z najnowszymi wytycznymi **KSRG z czerwca 2021 roku**. W zestawie znajdują się opatrunki do pokrycia powierzchni 4000cm<sup>2</sup> wraz z opatrunkami na twarz oraz żelami schładzającymi w tubce. Całość została umieszczona w kompaktowej torbie transportowej.

---

**Kod produktu:** HYD-024

**710,00 zł z VAT, 657,41 zł netto**

## Opis

Zestaw opatrunków hydrożelowych BurnTec zgodny z najnowszymi wytycznymi **KSRG z czerwca 2021 roku**. W zestawie znajdują się opatrunki do pokrycia powierzchni 4000cm<sup>2</sup> wraz z opatrunkami na twarz oraz żelami schładzającymi w tubce. Całość została umieszczona w kompaktowej torbie transportowej.

BurnTec to nowoczesny i uniwersalny opatrunek w formie hydrożelu, posiadający bardzo szerokie zastosowanie w ratownictwie medycznym. Opatrunek można stosować nie tylko w przypadku oparzeń, ale też w przypadku złamań, otarć oraz różnych urazów skóry.

## Charakterystyka produktu

- hydrożel posiada zwięzłą formę, przez co podczas usuwania jego fragmenty nie zostają na ciele
- hydrożel równomiernie rozkłada się na całej powierzchni rany
- opatrunek absorbuje wysięk, który razem z toksynami zatrzymywany jest w żelu
- opatrunek na twarz jest stabilny, przez co nie ma ryzyka dostania się fragmentu żelu do ust
- hydrożel zamocowany za pomocą bandaża nie zmienia swoich właściwości
- opatrunek nie ma zapachu oraz nie powoduje zabrudzeń

Bezzapachowy żel schładzający o pojemności 120 ml, który natychmiast po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran jednocześnie zatrzymując proces oparzenia. Żel oparty jest na bazie wodnej z dodatkiem kwasu hialuronowego, nie przykleja się do rany i może być nakładany bezpośrednio na nią.

## Skład zestawu

- Żel schładzający o pojemności 120ml – 2 sztuki

- Opatrunek hydrożelowy BurnTec na twarz 25 x 25 cm – 2 sztuki
- Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm<sup>2</sup>:
  - Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10 x 10 cm – 2 sztuki
  - Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20 x 20 cm – 2 sztuki
  - Opatrunek hydrożelowy BurnTec 22 x 28 cm
  - Opatrunek hydrożelowy BurnTec 40 x 60 cm

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Opatrunki hydrożelowe BurnTec**

**Producent** – KIKGEL Sp. z o.o., Polska

### **Opatrunki hydrożelowe Longbow**

**Producent** – Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE** – Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Niemcy

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

– KIKGEL Sp. z o.o., Polska Opatrunki hydrożelowe Longbow Producent – Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.