

ZESTAW OPATRUNKÓW HYDROŻELOWYCH LONGBOW DLA PSP W TORBIE



Zestaw opatrunków hydrożelowych zgodnych z wytycznymi **KSRG z 2021 roku**. Zestaw zawiera specjalistyczne opatrunki hydrożelowe marki Longbow, które skutecznie przeciwdziałają negatywnym skutkom oparzenia, łagodzą ból i przyspieszają gojenie rany. Komplet umieszczony w torbie transportowej.

Prezentowane zdjęcie jest poglądowe, oferowane rozmiary opatrunków znajdują się w opisie poniżej.

Kod produktu: HYD-051

520,00 zł z VAT, 481,48 zł netto

Opis

Zestaw opatrunków hydrożelowych zgodnych z wytycznymi **KSRG z 2021 roku**. Zestaw zawiera specjalistyczne opatrunki hydrożelowe marki Longbow, które skutecznie przeciwdziałają negatywnym skutkom oparzenia, łagodzą ból i przyspieszają gojenie rany. Podstawowe wyposażenie apteczek oraz zestawów ratowniczych dla przeciwdziałania skutkom oparzeń w pomocy przedszpitalnej. Zestaw umieszczony w torbie transportowej.

Charakterystyka opatrunku

Opatrunek składa się ze **sterylnego płata poliestru** nasączonego specjalnym półpłynnym żelem chłodzącym, który absorbuje ciepło, chroni miejsce oparzenia przed zanieczyszczeniem i wnikaniem drobnoustrojów oraz znacząco łagodzi ból. Produkt posiada także właściwości antybakteryjne i przeciwwgrzybicze. Żel chłodzący jest bezzapachowy, zgodny z pH ludzkiej skóry oraz hipoalergiczny – nie wykazuje reakcji alergicznych w kontakcie ze skórą. Opatrunek można bezpiecznie stosować u poszkodowanych ze **wszystkich grup wiekowych**, zarówno u niemowląt i małych dzieci, jak również osób starszych.

Skład zestawu

Zestaw zawiera 2 sztuki opatrunków hydrożelowych na twarz, 2 sztuki opatrunków w żelu o pojemności 120 ml oraz opatrunki hydrożelowe w formie kompresów o łącznej powierzchni 4000 cm².

Przeznaczenie

Opatrunek hydrożelowy Longbow ma szeroki zakres zastosowania. Służy do opatrywania:

- oparzeń termicznych,
- oparzeń słonecznych,
- oparzeń żrących wywołanych środkami chemicznymi,
- ran powierzchniowych skóry
- ran głębokich

Wykaz rozmiarów

- opatrunek Longbow 10 x 10 cm
- opatrunek Longbow 20 x 20 cm – 3 sztuki
- opatrunek Longbow 20 x 45 cm – 3 sztuki
- opatrunek Longbow na twarz 30 x 40 cm – 2 sztuki
- opatrunek Longbow 120 ml – 2 sztuki

Cechy produktu

- chłodzi miejsce oparzenia, zmniejsza ból i negatywne efekty poparzenia,
- zabezpiecza miejsce rany przed dostaniem się zewnętrznych drobnoustrojów
- wspomaga regenerację skóry w miejscu poparzenia, nie przykleja się do rany
- hipoalergiczny, nietoksyczny, niepodrażniający naskórkę
- wyrób medyczny klasy II B, sterylny
- termin przydatności: 5 lat od daty produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny