

# ZESTAW - PRESTAN TAKE2 PROFESSIONAL + DEFIBRYLATOR PRESTAN AED ULTRATRAINER



Prestan TAKE2 Ultralite to kompleksowy zestaw szkoleniowy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), który łączy funkcjonalność dwóch typów fantomów – osoby dorosłej i niemowlęcia. Dzięki lekkiej konstrukcji i łatwemu montażowi, zestaw idealnie sprawdza się w mobilnych szkoleniach. TAKE2 Ultralite to praktyczne, ekonomiczne rozwiązanie dla instruktorów, którzy potrzebują pełnego pakietu do nauki CPR w jednym, wygodnym zestawie.

**Kod produktu:** PP-FM-600M-MS

**GTIN:** 811675024174

---

**Kod produktu:** FAN-206

**GTIN:** 811675024174

**6 500,00 zł z VAT, 6 500,00 zł netto**

## Opis

Prestan TAKE2 Professional to kompleksowy zestaw szkoleniowy, który zawiera dwa fantomy osoby dorosłej Prestan Adult oraz dwa fantomy niemowlęcia Prestan Infant – wszystkie wyposażone w wbudowany system informacji zwrotnej. Fantomy umożliwiają bieżące monitorowanie tempa i głębokości uciśnień klatki piersiowej za pomocą czytelnych wskaźników LED. Korpusy wykonane są z wytrzymałych materiałów, co zapewnia długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Całość uzupełniają akcesoria, takie jak dwa defibrylatory szkoleniowe UltraTrainer, maski, wymienne drogi oddechowe oraz torby transportowe, które ułatwiają organizację i przechowywanie sprzętu. Zestaw przeznaczony jest do szkoleń indywidualnych i grupowych w różnych środowiskach edukacyjnych i szkoleniowych.

## Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantomy szkoleniowy Prestan Professional posiadają kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- wbudowany **wskaźnik świetlny** (kolorowe diody LED), który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Przy każdym ucisku wykonanym przez kursanta, na torsie manekina zapala się odpowiednia lampka określająca jakość ostatniego ruchu

- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „**klik-klak**”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość 5 – 6 cm
- unikalny **mechanizm dostosowujący siłę ucisku** klatki piersiowej, który pozwala poczuć kursantowi odpowiedni opór, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji
- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (diody LED), słyszy (system „klik-klak”) i czuje (system oporowy)

### **Właściwości produktu w realizacji profesjonalnych szkoleń**

Fantom Prestan daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała osoby dorosłej i niemowlęcia, co sprawia, że zajęcia szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:

- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii dorosłego człowieka oraz niemowlęcia
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza, który daje możliwość nauki techniki udzielenia pomocy przy zadławieniu

### **Charakterystyka użytkowa**

Prestan TAKE2 Professional to wysokiej jakości produkt szkoleniowy, który posiada **najdłuższą na rynku gwarancję** producencką wynoszącą **3 lata** od momentu zakupu (standardem dla podobnych produktów jest gwarancja na okres 2 lat). To co warto podkreślić, to również jego właściwości użytkowe. Manekiny bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna.

### **Trenażer AED**

Prestan AED UltraTrainer to najbardziej kompaktowy, lekki trenażer umożliwiający prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy oraz obsługi urządzenia AED. Trenażer posiada wszystkie cechy urządzeń terapeutycznych, nie dostarcza jednak energii do defibrylacji. Niezwykły atutem urządzenia jest opatentowany system elektrod Prestan Pad Sensing System, który zbliża użycie urządzenia maksymalnie do realnej sytuacji. Instruktor może skorzystać z pięciu wgranych scenariuszy a także wybrać dodatkowe opcje urządzenia m.in. asystenta RKO

### **Wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego treningu**

Prestan AED UltraTrainer posiada bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs a także czytelne oznaczenia graficzne co pozwala na sprawne wykonywanie czynności zlecanych przez trenażer AED.

Brak potrzeby użycia pilota podczas pracy sprawia, że urządzenie wiernie odwzorowuje model terapeutyczny AED oraz ułatwia prowadzenie zajęć. Instruktor może skorzystać z opcji wyboru języka (domyślnie polski/angielski), wyboru scenariusza działań, trybu pracy urządzenia (automatyczny/półautomatyczny), aktywacji/dezaktywacji metronomu, aktywacji/dezaktywacji asystenta RKO. Istnieje możliwość pracy w trybie pediatrycznym oraz łączenia asystenta RKO pomiędzy trybami 30:2 a 15:2. Urządzenie dzięki dobremu głośnikowi wydaje głośne i wyraźne komunikaty, dzięki

którym użytkownicy nie powinni napotkać trudności podczas pracy. Kompaktowe rozmiary urządzenia, brak konieczności używania pilota, prosty system wymiany elektrod oraz ich trwałość nawet do 100 użyć to ogromne atuty. Urządzenie zasilane jest trzema bateriami C (LR14)

### **Skład oferowanego zestawu**

- 2x fantom osoby dorosłej ze wskaźnikiem LED Prestan Adult
- 2x fantom niemowlęcia ze wskaźnikiem LED Prestan Infant
- 20 szt. wymiennych dróg oddechowych do Prestan Adult
- 20 szt. wymiennych dróg oddechowych do Prestan Infant
- torba transportowa
- 2x defibrylator szkoleniowy Prestan AED UltraTrainer

### **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### **Producent**

PRESTAN Products, LLC  
5101 Naiman Parkway,  
Solon, OH 44139  
Stany Zjednoczone  
+1 800 434 7989  
info@prestanproducts.com

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

PRESTAN Europe B.V.  
Celsiusstraat 15  
6003 DG Weert  
Holandia  
+31 495 76 01 55  
info@prestaneurope.eu

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989  
info@prestanproducts.com