

ZESTAW - PRESTAN TAKE2 ULTRALITE + DEFIBRYLATOR PRESTAN AED ULTRATRAINER



Prestan TAKE2 Ultralite to kompleksowy zestaw szkoleniowy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), który łączy funkcjonalność dwóch typów fantomów – osoby dorosłej i niemowlęcia. Dzięki lekkiej konstrukcji i łatwemu montażowi, zestaw idealnie sprawdza się w mobilnych szkoleniach. TAKE2 Ultralite to praktyczne, ekonomiczne rozwiązanie dla instruktorów, którzy potrzebują pełnego pakietu do nauki CPR w jednym, wygodnym zestawie.

Kod produktu: PP-ULFM-600M-MS

Kod produktu: FAN-205

5 900,00 zł z VAT, 5 900,00 zł netto

Opis

Prestan TAKE2 Ultralite to kompleksowy zestaw szkoleniowy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), który łączy funkcjonalność dwóch typów fantomów – osoby dorosłej i niemowlęcia. Dzięki lekkiej konstrukcji i łatwemu montażowi, zestaw idealnie sprawdza się w mobilnych szkoleniach. TAKE2 Ultralite to praktyczne, ekonomiczne rozwiązanie dla instruktorów, którzy potrzebują pełnego pakietu do nauki CPR w jednym, wygodnym zestawie.

Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantomy szkoleniowe Prestan Ultralite posiadają kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- **wskaźnik świetlny**, który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą
- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „**klik-klak**”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość
- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (dioda LED), słyszy (system „klik-klak”).
- Prestan Ultralite to fantomy, które łączą **lekkość z prostotą montażu**, dzięki czemu doskonale sprawdzają się podczas szkoleń prowadzonych w różnych miejscach. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwy transport, dając pełną swobodę w organizacji zajęć, gdziekolwiek ich potrzebujesz.

Właściwości produktu w realizacji profesjonalnych szkoleń

Fantom Prestan daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała osoby dorosłej i niemowlęcia, co sprawia, że zajęcia szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:

- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii osoby dorosłej oraz niemowlęcia
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji

Charakterystyka użytkowa

Prestan TAKE2 Ultralite to wysokiej jakości produkt szkoleniowy, który posiada **najdłuższą na rynku gwarancję** producencką wynoszącą **3 lata** od momentu zakupu (standardem dla podobnych produktów jest gwarancja na okres 2 lat). To co warto podkreślić, to również jego właściwości użytkowe. Manekin bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna. Ponadto, Prestan TAKE2 Ultralite jest kompaktowy i lekki, co ma znaczący wpływ na komfort przy jego transporcie. Do tego celu służy nam torba transportowa znajdująca się w zestawie.

Trenażer AED

Prestan AED UltraTrainer to najbardziej kompaktowy, lekki trenażer umożliwiający prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy oraz obsługi urządzenia AED. Trenażer posiada wszystkie cechy urządzeń terapeutycznych, nie dostarcza jednak energii do defibrylacji. Niezwykły atutem urządzenia jest opatentowany system elektrod Prestan Pad Sensing System, który zbliża użycie urządzenia maksymalnie do realnej sytuacji. Instruktor może skorzystać z pięciu wgranych scenariuszy a także wybrać dodatkowe opcje urządzenia m.in. asystenta RKO

Wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego treningu

Prestan AED UltraTrainer posiada bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs a także czytelne oznaczenia graficzne co pozwala na sprawne wykonywanie czynności zlecanych przez trenażer AED.

Brak potrzeby użycia pilota podczas pracy sprawia, że urządzenie wiernie odwzorowuje model terapeutyczny AED oraz ułatwia prowadzenie zajęć. Instruktor może skorzystać z opcji wyboru języka (domyślnie polski/angielski), wyboru scenariusza działań, trybu pracy urządzenia (automatyczny/półautomatyczny), aktywacji/dezaktywacji metronomu, aktywacji/dezaktywacji asystenta RKO. Istnieje możliwość pracy w trybie pediatrycznym oraz łączenia asystenta RKO pomiędzy trybami 30:2 a 15:2. Urządzenie dzięki dobremu głośnikowi wydaje głośne i wyraźne komunikaty, dzięki którym użytkownicy nie powinni napotkać trudności podczas pracy. Kompaktowe rozmiary urządzenia, brak konieczności używania pilota, prosty system wymiany elektrod oraz ich trwałość nawet do 100 użyc to ogromne atuty. Urządzenie zasilane jest trzema bateriami C (LR14)

Skład oferowanego zestawu

- 2x fantom osoby dorosłej ze wskaźnikiem LED Prestan Adult Ultralite

- 2x fantom niemowlęcia ze wskaźnikiem LED Prestan Infant Ultralite
- 20 szt. wymiennych dróg oddechowych do Prestan Adult Ultralite
- 20 szt. wymiennych dróg oddechowych do Prestan Infant Ultralite
- torba transportowa
- 2x defibrylator szkoleniowy Prestan AED UltraTrainer

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

PRESTAN Products, LLC

5101 Naiman Parkway,

Solon, OH 44139

Stany Zjednoczone

+1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

PRESTAN Europe B.V.

Celsiusstraat 15

6003 DG Weert

Holandia

+31 495 76 01 55

info@prestaneurope.eu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989

info@prestanproducts.com