

ZESTAW PSP R1 W TORBIE (KSRG 02.2026) Z SZYNAMI I NOSZAMI

Zestaw PSP R1 w torbie BLACK FRONT przeznaczony dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz dla innych jednostek ratowniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Zestaw został skompletowany zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z lutego 2026 roku.



Do wyboru dostępny jest komplet szyn usztywniających typu Splint, zestaw szyn typu Kramer w jednorazowym, bezszwowym rękawie ochronnym lub zestaw szyn typu Kramer w pokrowcach wykonanych z materiału nieprzepuszczającego płynów, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji.

Do wyboru dostępna jest kompletna deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i 4 pasami zabezpieczającymi lub aluminiowe nosze podbierakowe z 3 pasami.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

Kod produktu: SZK-PARENT-521576

5 590,00 zł z VAT, 5 175,93 zł netto

Opis

Zestaw PSP R1 w torbie BLACK FRONT przeznaczony dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz dla innych jednostek ratowniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Zestaw został skompletowany zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z **lutego 2026 roku** "Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym". Jego zadaniem jest umożliwienie ratownikom udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Torba ratownicza BLACK FRONT, model BF-XL-M

Torba ratownicza BLACK FRONT, model BF-XL-M do zestawu PSP R1 została skonstruowana na podstawie wieloletnich doświadczeń ratowników medycznych i czynnych instruktorów ratownictwa. Spełnia wszystkie wymagania

przedstawione w wytycznych KSRG. Cechuje ją wyjątkowa funkcjonalność, dobór najwyższej jakości materiałów i komponentów oraz przemyślane rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają ratownikom możliwość podjęcia natychmiastowej pomocy. Materiał wykorzystany do uszycia torby posiada **atest trudnopalności**, a także jest wodoodporny, wytrzymały i w pełni zmywalny co **umożliwia łatwą dezynfekcję**.

Charakter modułowy

Głównym założeniem przy tworzeniu torby BF-XL było osiągnięcie maksymalnej użyteczności produktu, umożliwiającej ratownikowi szybki i wygodny dostęp do dowolnego wyposażenia zestawu oraz udzielenie błyskawicznej pomocy poszkodowanemu. Dlatego torba ratownicza Black Front ma **charakter modułowy**, co oznacza, że większość wyposażenia umieszczono w saszetkach segregacyjnych o różnych kolorach, przeznaczonych do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych. Na wyposażeniu torby znajduje się aż **10 sztuk saszetek**. Każda z nich posiada przezroczyste okienko pozwalające na kontrolowanie zawartości bez otwierania jej oraz wygodne ręczki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia.

Wykaz saszetek na wyposażeniu torby

1. KRWOTOKI

- o Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
- o Opaska uciskowa (staza taktyczna)
- o Opatrunek hemostatyczny na gazie KLOTPAD Z-FOLD 7,5 cm x 3,7 m
- o Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- o Opaska elastyczna 12 cm x 4 m
- o Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 3 sztuki

2. ZŁAMANIA

- o Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki
- o Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m
- o Gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – 3 sztuki
- o Opaska elastyczna 10 cm x 4 m
- o Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 2 sztuki
- o Opaska dziana 10 cm x 4 m – 3 sztuki

3. MASKI KRTANIOWE

- o Maski krtaniowe żelowe (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki

4. TRAUMA

- o Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem – 2 sztuki
- o Zestaw amputacyjny: 2 worki na amputowane części ciała i 2 błyskawiczne kompresy chłodzące
- o Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 2 sztuki

- Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 5 sztuk
- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym

5. SKALECZENIA

- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m
- Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 5 sztuk
- Gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – 3 sztuki
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- Opaska dziana 10 cm x 4 m – 5 sztuk

6. STABILIZACJA MIEDNICY

- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 5 sztuk
- Uniwersalny pas do stabilizacji złamań miednicy

7. OCHRONA OSOBISTA

- Okulary ochronne – 3 sztuki
- Maseczka FFP2 dla ratownika – 3 sztuki
- Rękawiczki nitylowe – 10 sztuk

8. RKO DOROSŁY

- Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2,1 m
- Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych, rozmiar nr 4
- Jałowy filtr przeciwbakteryjny dla dorosłych

9. RKO DZIECKO

- Resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości 2,1 m
- Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dzieci, rozmiar nr 2
- Jałowy filtr przeciwbakteryjny dla dzieci

10. PŁYNY

- Sól fizjologiczna NaCl 0,9%, 100 ml – 2 sztuki
- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem

11. LEWA KOMORA

- Pulsoksymetr medyczny Contec CMS 50D
- Wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych
- Wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci
- Maski tlenowe dla dorosłych z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodem tlenowymi 2,1 m – 2 sztuki
- Maski tlenowe pediatryczne z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodem tlenowymi 2,1 m

12. GŁÓWNA KOMORA

- Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) – 6 sztuk
- Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych
- Butla tlenowa z możliwością pracy w pionie o pojemności minimum 400 litrów O₂ przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar z zaworem w wersji DIN G³/₄"
- Reduktor tlenowy z króćcem oraz szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G³/₄"
- Przewód tlenowy o długości 10 m

13. PRZEDNIA KOMORA

- Żel schładzający o pojemności 120 ml – 2 sztuki
- Opatrunek hydrożelowy na twarz – 2 sztuki
- Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm²
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- Opaska uciskowa (staza taktyczna)

14. FRONTOWA KOMORA

- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych
- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych

15. POZOSTAŁY ASORTYMENT (POZA SASZETKAMI)

- Worek na zwłoki – 2 sztuki

Materiał i użyte komponenty

Do uszycia torby posłużyły najlepsze materiały i komponenty gwarantujące najwyższą jakość. Torba ratownicza Black Front została uszyta z certyfikowanego materiału **poliestrowego powlekanego POLYPLANEM** z atestem **odporności ogniowej** DIN EN 13 501-1. Cechą szczególną zastosowanej tkaniny jest niezwykła wytrzymałość na przetarcia oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zewnętrzna powłoka z Polyplanu chroni przez przesiąkaniem płynów co gwarantuje torbie **wodoszczelność** oraz umożliwia szybką i **bezproblemową dezynfekcję** z wykorzystaniem powszechnych środków dezynfekcyjnych. Bezpieczeństwo wyposażenia oraz trwałość kształtu torby zapewnia zastosowanie kombinacji **lekkich plastyfikatorów** obłożonych grubą pianką izolacyjną. Dzięki temu torba

charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i sztywnością przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wagi. Przy konstruowaniu torby użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i bryzgoszczelne zamki błyskawiczne firmy YKK 10 mm
- niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- nylonowe nici rdzeniowe

Najważniejsze cechy torby

- Wymiary torby: 80 x 36 x 30 cm (szerokość x wysokość x głębokość)
- Projekt torby składa się z komory głównej oraz czterech kieszeni – dwóch bocznych oraz małej i dużej frontальной:
 - Lewa kieszeń boczna: zawiera kieszeń siatkową, mocowanie na pulsoksymetr typu shock cord oraz otwór z bezpośrednim dostępem do reduktora i butli bez konieczności otwierania komory głównej
 - Prawa kieszeń boczna: zawiera miejsce dedykowane na saszetkę modułową z płynami oraz kieszonkę siatkową
 - Mała kieszeń frontalna: komora dedykowana na przechowywanie kołnierzy ortopedycznych
 - Duża kieszeń frontalna: po jednej stronie przewidziano miejsce na 4 saszetki modułowe z wyposażeniem, na drugiej mieszczą się uchwyty gumowe dedykowane na hydrożele, opaskę uciskową i nożyczki ratownicze
 - Komora główna: zawiera osłonięte miejsce na butlę tlenową oraz przestrzeń na dwie saszetki modułowe z produktami do tlenoterapii czynnej (pediatryczna i dla osób dorosłych) oraz cztery saszetki modułowe na inne wyposażenie. Na klapie zamykającej umieszczono mocowanie typu shock cord do przechowywania dużego hydrożelu
- Możliwość przenoszenia torby w rękę za pomocą uchwytu lub na ramieniu za pomocą paska oraz jako plecak dzięki chowanym z tyłu wygodnym szelkom z systemem pasów
- Wiele elementów odblaskowych przesztytych mocnymi nićmi **w trzech miejscach** wzdłuż krawędzi dla zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zerwaniem. Z przodu torby umieszczono emblemat gwiazdy życia i plaketkę PSP, natomiast na prawej kieszeni **rzep z miejscem na emblemat jednostki**
- Spód torby zabezpieczono umieszczeniem **12 sztuk elementów ochronnych** z wytrzymałej gumy typu “język”

Zestaw szyn

Do wyboru dostępny jest komplet szyn usztywniających typu Splint, zestaw szyn typu Kramer w jednorazowym, bezszwowym rękawie ochronnym lub zestaw szyn typu Kramer w pokrowcach wykonanych z materiału nieprzepuszczającego płynów, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji.

Komplet szyn typu Kramer umieszczono w torbie transportowej wykonanej z materiału nieprzeziąkliwego i łatwowymywalnego, co ułatwia utrzymanie zestawu w czystości oraz zwiększa jego trwałość w codziennym użytkowaniu. Wewnątrz torby znajdują się dwa paski z rzepem, umożliwiające spięcie szyn. Torba została również wyposażona w dwa uchwyty, które pozwalają na wygodny transport – zarówno w dłoni, jak i na ramieniu.

Nosze

Do wyboru dostępna jest kompletna deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i 4 pasami zabezpieczającymi oraz aluminiowe nosze podbierakowe z 3 pasami.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Charakterystyka produktu

- **Szyny:** Splint, Kramera (w jednorazowym rękawie), Kramera (w wielorazowym pokrowcu)
- **Nosze:** Deska, Podbierakowe, Deska i podbierakowe

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.