

ZESTAW RATOWNICZY INTERVENTION READY



Zestaw ratowniczy INTERVENTION READY przeznaczony jest dla osób wyszkolonych w podstawach medycyny pola walki/działań w środowisku taktycznym.

Wyposażenie rozplanowano tak, by usprawnić działanie ratownika zgodnie z protokołem MARCHE i umożliwić pomoc na poziomie TFC (Tactical Field Care). Atutami konstrukcji są: kompaktowe wymiary, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, opcje doposażenia (montaż dodatkowego sprzętu) oraz ergonomiczny system nośny, który nie ogranicza mobilności.

Konfigurację wyposażenia dobrano tak, aby umożliwić szybkie tamowanie krwotoków, udrożnienie i zabezpieczenie dróg oddechowych, zaopatrywanie ran i urazów oraz przygotowanie do ewakuacji – zgodnie z aktualną praktyką pola walki.

Kod produktu: SZK-PARENT-519474

1 690,00 zł z VAT, 1 564,81 zł netto

Opis

Zestaw ratowniczy INTERVENTION READY

Zestaw ratowniczy INTERVENTION READY przeznaczony jest dla osób wyszkolonych w podstawach medycyny pola walki/działań w środowisku taktycznym. Wyposażenie rozplanowano tak, by usprawnić działanie ratownika zgodnie z protokołem MARCHE i umożliwić pomoc na poziomie TFC (Tactical Field Care). Atutami konstrukcji są: kompaktowe wymiary, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, opcje doposażenia (montaż dodatkowego sprzętu) oraz ergonomiczny system nośny, który nie ogranicza mobilności. Konfigurację wyposażenia dobrano tak, aby umożliwić szybkie tamowanie krwotoków, udrożnienie i zabezpieczenie dróg oddechowych, zaopatrywanie ran i urazów oraz przygotowanie do ewakuacji – zgodnie z aktualną praktyką pola walki. Zestaw jest dobrą bazą pod przygotowanie kompletnego plecaka – w zależności od stopnia wyszkolenia. W razie potrzeb zestaw można wyposażyć w sprzęt zgodny z rekomendacjami CoTCCC oraz dodatkowy sprzęt do interwencji medycznych (igły do obarczania odmy, zestawy QuickTrach, etc.)

Mały plecak militarny SBTR GEN2

Plecak SBTR GEN2 to kompaktowa baza dla różnego rodzaju zestawów ratowniczych. Wykonany z oryginalnej tkaniny CORDURA®, łączy wysoką odporność z pełną modułowością. Zewnętrzny standard PALS/MOLLE (laser cut) ułatwia dopinanie dodatkowych modułów, a uporządkowane wewnątrz – saszetki modułowe, zrywalny panel z linką shockcord oraz elastyczne taśmy – zapewnia szybki dostęp do kluczowego wyposażenia. Bryzgoszczelne zamki YKK, komponenty Duraflex i lekkie usztywnienia gwarantują niezawodność w terenie. Pojemność ok. 13,2 l (40 × 30 × 11 cm) sprawia, że SBTR GEN2 świetnie sprawdzi się zarówno w zestawach podstawowych, jak i w bardziej wyspecjalizowanych konfiguracjach.

Skład wyposażenia

1. Panel shockcord „M-A-R”

- Opaska uciskowa, staza taktyczna Black Front (czarna) – 2 sztuki
- Mini marker Black Front – 1 sztuka
- Opatrunek hemostatyczny KLOTPAD Z-FOLD – 1 sztuka
- Rurka nosowo-gardłowa 7,0 – 2 sztuki
- Rurka nosowo-gardłowa 8,0 – 2 sztuki
- Lubrykant Optilube 5 g – 4 sztuki
- Opatrunek wentylowy BLACK FRONT Chest Seal Vented – 2 sztuki
- Opatrunek okluzyjny BLACK FRONT Chest Seal Non-Vented – 1 sztuka
- Kleszczyki Mosquito – 1 sztuka
- Nożyczki ratownicze Black Front PRO – 1 sztuka
- Wielofunkcyjny retraktor Black Front – 1 sztuka

2. Gumy mocujące

- Światło chemiczne Lightstick – 2 sztuki
- Szyna SPLINT 46 cm – 2 sztuki
- Rękawiczki nitylowe L – 8 sztuk

3. Saszetka „C”

- Staza taktyczna SWAT-T, kolor czarny – 1 sztuka
- Opatrunek indywidualny typu izraelskiego, szerokość 10 cm – 2 sztuki
- Gaza taktyczna skompresowana – 2 sztuki
- Worek czerwony na odpady medyczne 60 l – 3 sztuki

4. Saszetka „H”

- Koc ratunkowy Black Front PRO – 4 sztuki
- Ogrzewacz chemiczny do ciała – 2 sztuki

5. Saszetka „E”

- Żel na oparzenia Longbow 120 ml - 1 sztuka
- Opatrunek hydrożelowy Longbow 30 x 40 cm na twarz - 1 sztuka
- Przylepiec tkaninowy 2,5 cm x 5 m - 1 sztuka
- Chusta trójkątna bawełniana - 2 sztuki
- Gaza opatrunkowa 1 m² - 1 sztuka
- Osłona na oko - 1 sztuka
- Opatrunek oczny ELASTOPOR EYE - 2 sztuki

6. Taśmy mocujące na dole plecaka

- Nosze płachtowe Black Front S-O-F-T - 1 sztuka

7. Taśmy MOLLE

- Pionowy uchwyt MOLLE na opaskę - 2 sztuki

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Czarny, Czerwony

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.