

ZESTAW RATOWNICZY OBRONA CYWILNA



Konfiguracja zestawu ratowniczego OBRONA CYWILNA została dobrana pod działania w zdarzeniach z wieloma poszkodowanymi (katastrofy naturalne, zdarzenia zbrojne/terrorystyczne, imprezy masowe). Umożliwia szybkie zaopatrzenie masywnych krwotoków, ran penetrujących klatkę piersiową, zranień różnej rozległości, urazów oka, oparzeń oraz przeciwdziałanie hipotermii.

Kod produktu: SZK-PARENT-519455

3 650,00 zł z VAT, 3 379,63 zł netto

Opis

Zestaw ratowniczy OBRONA CYWILNA

Konfiguracja zestawu ratowniczego OBRONA CYWILNA została dobrana pod działania w zdarzeniach z wieloma poszkodowanymi (katastrofy naturalne, zdarzenia zbrojne/terrorystyczne, imprezy masowe). Umożliwia szybkie zaopatrzenie masywnych krwotoków, ran penetrujących klatkę piersiową, zranień różnej rozległości, urazów oka, oparzeń oraz przeciwdziałanie hipotermii. Dodatkowo w składzie znajdują się źródła światła (latarka akumulatorowa, światła chemiczne), tabletki do uzdatniania wody oraz środki do dezynfekcji.

Zestaw jest dedykowany ratownikom KPP i osobom przeszkolonym w rozszerzonym zakresie pierwszej pomocy. W sytuacjach awaryjnych dobrane wyposażenie może również wesprzeć działania osób bez formalnego przeszkolenia, zwiększając szanse na skuteczną pomoc do czasu przybycia służb.

Duży plecak militarny LBTR GEN2

Plecak LBTR GEN2 to uniwersalna baza dla różnego rodzaju zestawów ratowniczych. Wykonany z oryginalnej tkaniny CORDURA®, łączy wysoką odporność z pełną modułowością. Zewnętrzny standard PALS/MOLLE (laser cut) pozwala łatwo dopinać dodatkowe elementy i skalować konfigurację, a uporządkowane wnętrze – saszetki modułowe, zrywalny panel z linką shockcord oraz elastyczne taśmy – zapewnia szybki dostęp do kluczowego wyposażenia. Bryzgoszczelne zamki YKK, komponenty Duraflex i lekkie usztywnienia gwarantują niezawodność w terenie. Pojemność ok. 32 l (56 × 34 × 17 cm) sprawia, że plecak sprawdzi się zarówno w podstawowych zestawach ratowniczych, jak i zaawansowanych konfiguracjach.

Skład wyposażenia

1. Panel shockcord - komora główna

- Opatrunek indywidualny typu izraelskiego, szerokość 10 cm – 10 sztuk
- Staza taktyczna SWAT-T, kolor pomarańczowy – 4 sztuki

2. Gumy mocujące

- Koc ratunkowy PRO Black Front – 14 sztuk

3. Saszetka „TRAUMA”

- Opatrunek wentylowy Black Front Chest Seal Vented – 10 sztuk
- Gaza opatrunkowa jałowa $\frac{1}{2}$ m² – 5 sztuk
- Przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5 m – 2 sztuki

4. Saszetka „SKALECZENIA/ZŁAMANIA”

- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 4 – 4 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 4 sztuki
- Gaza opatrunkowa jałowa $\frac{1}{2}$ m² – 15 sztuk
- Przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5 m – 2 sztuki
- Chusta trójkątna włókninowa – 4 sztuki
- Chusta trójkątna bawełniana – 4 sztuki

5. Saszetka „POZOSTAŁE”

- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem – 2 sztuki
- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem – 1 sztuka
- Płyn do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry NEOCIDE 250 ml – 1 sztuka
- Tabletki do uzdatniania wody JAVEL AQUA – 40 sztuk

6. Panel shockcord - kłapa

- Światło chemiczne Lightstick – 10 sztuk
- Nożyczki ratownicze Black Front PRO FLUO – 2 sztuki
- Wielofunkcyjny retraktor Black Front – 1 sztuka

7. Kieszon foliowa

- Mini marker Black Front – 1 sztuka
- Opatrunek jałowy 10 x 10 cm z wkładem chłonnym – 10 sztuk

8. Dodatkowo

- Rękawiczki L – 100 sztuk

- Rękawiczki M – 100 sztuk
- Worek czerwony na odpady medyczne 60 l – 20 sztuk

9. Taśmy MOLLE

- Opaska uciskowa, staza taktyczna Black Front (fluo) – 10 sztuk
- Latarka czołowa – 1 sztuka
- Zbijak do szyb i nożem do cięcia pasów – 1 sztuka
- Pionowy uchwyt MOLLE na opaskę – 2 sztuki
- Linka shockcord 30 cm, ze ściągaczem – 6 sztuk

10. Taśmy mocujące na dole plecaka

- Nosze płachtowe Black Front S-O-F-T – 1 sztuka

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Czarny, Czerwony

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.