

ZESTAW RATOWNICZY OSP R1 (BOX)



Zestaw ratownictwa medycznego OSP R1 przeznaczony jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do KSRG. Zestaw zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej przez wyszkolonych strażaków.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

GTIN: 5907568300144

Kod produktu: ZEST-006-OSP

GTIN: 5907568300144

1 250,00 zł z VAT, 1 157,41 zł netto

Opis

Zestaw ratowniczy OSP R1 przeznaczony jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych niewłączonych do KSRG. Zestaw zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej przez wyszkolonych strażaków.

1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych
2. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii
3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
4. Zapewnienie komfortu termicznego
5. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
6. Opatrywanie oparzeń

Skład wyposażenia zestawu

1. **Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii**
 - Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela (rozmiary 0-5) – 6 sztuk
 - Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1 m
 - Maską twarzową do resuscytatora dla dzieci (rozmiar nr 3)

- Jałowy filtr przeciwbakteryjny

2. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

- Szyna usztywniająca typu SPLINT 46 cm
- Szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm

3. Zapewnienie komfortu termicznego

- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 5 sztuk

4. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
- Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 5 sztuk
- Kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm – 5 sztuk
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 2 sztuki
- Gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m² – 4 sztuki
- Opaska dziana 10 cm x 4 m – 8 sztuk
- Opaska dziana 5 cm x 4 m – 4 sztuk
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki
- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 3 sztuki
- Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 sztuki
- Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem
- Opaska uciskowa, staza taktyczna

5. Opatrywanie oparzeń

- Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm
- Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm

6. Zestaw uzupełniający

- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki

- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki
- Rękawice ochronne wykonane z nitrilu – 10 sztuk
- Nóż do cięcia pasów ze zbijakiem szyb
- Akumulatorowa latarka czołowa

Walizka transportowa

Zestaw ratowniczy OSP R1 (BOX) umieszczono w ekstremalnie wytrzymałej walizce z atestem IP67, który gwarantuje wodoodporność w przypadku zanurzenia do 1 metra, a także ochronę przechowywanego wyposażenia przed kurzem i pyłem. Tworzywo, z którego wykonano kufer jest odporne na zginanie, naprężenie, uderzenie mechaniczne, działanie związków chemicznych, a także wysokich i niskich temperatur. Szczelność zamknięcia gwarantują dwie solidne klamry zatrzaskowe o wzmocnionej konstrukcji. Ponadto, walizka posiada elementy odblaskowe, które poprawiają bezpieczeństwo użytkownika w ciemności.

Dane techniczne walizki:

- wymiary zewnętrzne walizki: 46,4 x 36,6 x 17,6 cm
- wymiary wewnętrzne walizki: 42,6 x 29 x 15,9 cm
- atesty: IP67 oraz ATA300
- ciężar: ok. 3,0 kg

Charakter modułowy

Głównym założeniem przy tworzeniu zestawu walizkowego było osiągnięcie maksymalnej użyteczności produktu, umożliwiającej ratownikowi szybki i wygodny dostęp do dowolnego wyposażenia zestawu oraz udzielenie błyskawicznej pomocy poszkodowanemu. Dlatego walizka ma **charakter modułowy**. Na wyposażeniu walizki znajdują się **saszetki segregacyjne** o wymiarach 8 x 13 x 26 cm w różnych wersjach kolorystycznych ułatwiających segregację sprzętu i podział na moduły przeznaczone do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych. Każda z nich posiada przeźroczyste okienko, które pozwala na kontrolę zawartości bez otwierania oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. W saszetkach zastosowano niełamliwe i niezawodne zamki YKK.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.