

ZESTAW RATOWNICZY OSP R1 W PLECAKU



Zestaw ratownictwa medycznego OSP R1 przeznaczony jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do KSRG. Zestaw zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej przez wyszkolonych strażaków.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

Kod produktu: ZEST-003-OSP

1 480,00 zł z VAT, 1 370,37 zł netto

Opis

Zestaw ratownictwa medycznego OSP R1 przeznaczony jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do KSRG. Zestaw zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej przez wyszkolonych strażaków.

1. zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii
2. unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
3. zapewnienie komfortu termicznego
4. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
5. opatrywanie oparzeń

Skład wyposażenia zestawu:

- 1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii**
 - o Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) – 6 sztuk
 - o Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml, maską twarzą nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1 m
 - o Maskę twarzową do resuscytatora dla dzieci (rozmiar nr 3)
 - o Jałowy filtr przeciwbakteryjny
- 2. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć**

- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych
- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych
- Szyna usztywniająca typu SPLINT 46 cm
- Szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm

3. Zapewnienie komfortu termicznego

- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 5 sztuk

4. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
- Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 5 sztuk
- Kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm – 5 sztuk
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 2 sztuki
- Gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m² – 4 sztuki
- Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m – 8 sztuk
- Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m – 4 sztuk
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki
- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 3 sztuki
- Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 sztuki
- Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem
- Opaska uciskowa, staza taktyczna Black Front (fluo)

5. Opatrywanie oparzeń

- Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm
- Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm

6. Zestaw uzupełniający

- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki
- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki

- Rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk
- Nóż do cięcia pasów ze zbijakiem szyb

Plecak ratowniczy BLACK FRONT, model BF-L

Modułowy plecak ratowniczy Black Front, model BF-L to niezawodne rozwiązanie transportowe na potrzeby służb ratowniczych, dla których istotnym parametrem jest duża pojemność przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru. Dzięki tej cesze, model BF-L jest niezwykle uniwersalnym plecakiem, który sprosta wymaganiom pracy w wielu warunkach. Plecak charakteryzuje wysoka funkcjonalność, dobór najwyższej jakości materiałów i komponentów oraz ciekawe rozwiązania konstrukcyjne. Po otwarciu komory głównej ratownik ma dostęp do całego asortymentu będącego na wyposażeniu zestawu.

Charakter modułowy

Cechą charakterystyczną plecaka BF-L jest szybki i wygodny dostęp do dowolnego wyposażenia zestawu, który umożliwia udzielenie błyskawicznej pomocy poszkodowanemu. Produkt ma **charakter modułowy**, co oznacza, że większość wyposażenia umieszczono w saszetkach segregacyjnych o różnych kolorach, przeznaczonych do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych. Na wyposażeniu plecaka znajduje się aż **6 sztuk saszetek**. Każda z saszetek posiada przezroczyste okienko pozwalające na kontrolowanie zawartości bez konieczności otwierania oraz wygodną rączkę, na której umieszczono miejsce na plaketkę informującą o rodzaju wyposażenia.

Materiał i użyte komponenty

Do wykonania plecaka wykorzystano najlepsze materiały i komponenty gwarantujące najwyższą jakość. Plecak ratowniczy Black Front model BF-L został uszyty z certyfikowanego materiału **poliestrowego powlekanego POLYPLANEM** z atestem **odporności ogniowej** DIN EN 13 501-1. Cechą szczególną zastosowanej tkaniny jest niezwykła wytrzymałość na przetarcia oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zewnętrzna powłoka z Polyplanu chroni przed przesiąkaniem płynów co gwarantuje plecakowi **wodoszczelność** oraz umożliwia szybkie i **bezproblemowe czyszczenie** z wykorzystaniem powszechnych środków dezynfekcyjnych. Bezpieczeństwo wyposażenia oraz trwałość kształtu plecaka zapewnia **lekki stelaż wykonany z** pianki izolacyjnej wzmocnionej wytrzymałym plastyfikatorem. Dzięki temu plecak charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i sztywnością przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wagi. Przy konstruowaniu plecaka użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne firmy YKK 10 mm
- niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- certyfikowane taśmy odblaskowe firmy Reflexite
- tytanowe nici Reutex

Charakterystyka plecaka

- **wymiary plecaka:** 28 x 35 x 60 cm
- **pojemność:** 58,8 l
- modułowy charakter – w skład plecaka wchodzi 6 sztuk kolorowych saszetek segregacyjnych

- plecak posiada dedykowane miejsce na butlę tlenową wraz z uchwytem na rurki ustno-gardłowe
- dwie ręczki na różnych bokach plecaka umożliwiają transport w ręku w pionie i poziomie, a obszyte grubą siatką szelki oraz system pasów mocujących z klamrami sprawiają, że plecak można nosić wygodnie także na plecach i klatce piersiowej
- wiele elementów odblaskowych przesytych mocnymi nićmi **w trzech miejscach** wzdłuż krawędzi dla zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zerwaniem. Na froncie plecaka umieszczono emblemat gwiazdy życia
- spód plecaka oraz powierzchnię od strony szelek zabezpieczono umieszczeniem **10 sztuk elementów ochronnych** z wytrzymałej gumy typu “jezyk”

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.