

ZESTAW RATOWNICZY OSP R1 W TORBIE



Zestaw ratownictwa medycznego OSP R1 przeznaczony jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do KSRG. Zestaw zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej przez wyszkolonych strażaków.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

Kod produktu: ZEST-002-OSP

1 480,00 zł z VAT, 1 370,37 zł netto

Opis

Zestaw ratownictwa medycznego OSP R1 przeznaczony jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do KSRG. Zestaw zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej przez wyszkolonych strażaków.

1. zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych
2. prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii
3. unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
4. zapewnienie komfortu termicznego
5. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
6. opatrywanie oparzeń

Skład wyposażenia zestawu:

1. **Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii**
 - o Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) – 6 sztuk
 - o Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml, maską twarzą nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1 m
 - o Maskę twarzową do resuscytatora dla dzieci (rozmiar nr 3)
 - o Jałowy filtr przeciwbakteryjny

2. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych
- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych
- Szyna usztywniająca typu SPLINT 46 cm
- Szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm

3. Zapewnienie komfortu termicznego

- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 5 sztuk

4. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
- Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 5 sztuk
- Kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm – 5 sztuk
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 2 sztuki
- Gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m² – 4 sztuki
- Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m – 8 sztuk
- Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m – 4 sztuk
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki
- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 3 sztuki
- Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 sztuki
- Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem
- Opaska uciskowa, staza taktyczna Black Front (fluo)

5. Opatrywanie oparzeń

- Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm
- Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm

6. Zestaw uzupełniający

- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki

- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki
- Rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk
- Nóż do cięcia pasów ze zbijakiem szyb

Torba ratownicza na zestaw Black Front, model BF-L

Modułowa torba ratownicza Black Front, model BF-L to wszechstronne rozwiązanie transportowe na potrzeby służb ratowniczych, dla których istotnym parametrem jest duża pojemność przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru. Ta unikatowa cecha sprawia, że torba BF-L sprostą najcięższym wymaganiom podczas akcji ratowniczych w różnych warunkach i z różnym wyposażeniem. Torbę cechuje wysoka funkcjonalność, dobór najwyższej jakości materiałów i komponentów oraz przemyślane rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają możliwość podjęcia natychmiastowej pomocy.

Charakter modułowy

Cechą charakterystyczną torby BF-L jest szybki i wygodny dostęp do dowolnego wyposażenia zestawu, który umożliwia udzielenie błyskawicznej pomocy poszkodowanemu. Produkt ma **charakter modułowy**, co oznacza, że znaczną część wyposażenia można umieścić w saszetkach segregacyjnych o różnych kolorach, przeznaczonych do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych. Do dyspozycji użytkownika są **4 sztuki saszetek**. Każda z nich posiada przeźroczyste okienko pozwalające na kontrolowanie zawartości bez otwierania jej oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. Co istotne, **frontalna część torby jest odczepiana** od reszty konstrukcji i może tym samym stanowić osobną, niezależną apteczkę.

Materiał i użyte komponenty

Do uszycia torby wykorzystano najlepsze materiały i komponenty gwarantujące niezawodność. Torba ratownicza Black Front model BF-L została stworzona z certyfikowanego materiału **poliestrowego powlekanego POLYPLANEM** z atestem **odporności ogniowej** DIN EN 13 501-1. Istotnym parametrem tej tkaniny jest niezwykła wytrzymałość na przetarcia oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zewnętrzna powłoka chroni przed przesiąkaniem płynów co gwarantuje torbie **wodoszczelność** oraz umożliwia szybkie i **bezproblemowe czyszczenie** z wykorzystaniem powszechnych środków dezynfekcyjnych. Bezpieczeństwo wyposażenia oraz trwałość kształtu torby zapewnia **lekki stelaż wykonany** z pianki izolacyjnej wzmocnionej wytrzymałym plastyfikatorem. Dzięki temu produkt cechuje się wysoką wytrzymałością i sztywnością przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wagi. Przy konstruowaniu torby użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne firmy YKK 10 mm
- bardzo wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- certyfikowane taśmy odblaskowe firmy Reflexite
- tytanowe nici Reutex

Charakterystyka torby

- Wymiary: 32 x 40 x 62 cm

- Pojemność: 64 l
- Modułowy charakter – w skład torby wchodzi **4 sztuki kolorowych saszetek** segregacyjnych oraz istnieje możliwość odłączenia przedniej kieszeni
- Projekt torby składa się z komory głównej oraz pięciu kieszeni – dwóch bocznych, tylnej, frontальной oraz wierzchniej:
 - Lewa kieszeń boczna: zawiera kieszeń siatkową oraz otwór z bezpośrednim dostępem do reduktora i butli bez konieczności otwierania komory głównej
 - Prawa kieszeń boczna: zawiera ogumowane mocowania oraz kieszeń siatkową
 - Tylne kieszeń: dedykowana do umieszczenia kołnierzy ortopedycznych
 - Kieszeń frontальная: posiada liczne ogumowane mocowania oraz dedykowane miejsce na nożyczki ratownicze
 - Kieszeń wierzchnia: posiada ogumowane mocowania zabezpieczone na całej powierzchni dodatkową siatką, a po przeciwnej stronie kieszeń siatkową na zamek
 - Komora główna: zawiera miejsce na butlę tlenową oraz przestrzeń na trzy saszetki modułowe w różnych kolorach
- Możliwość przenoszenia torby w rękę za pomocą uchwytu lub na ramieniu za pomocą paska oraz jako plecak dzięki chowanym z tyłu wygodnym szelkom z systemem pasów
- Wiele elementów odblaskowych przesytych mocnymi nićmi **w trzech miejscach** wzdłuż krawędzi dla zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zerwaniem. Z przodu torby umieszczono emblemat gwiazdy życia
- Spód torby zabezpieczono umieszczeniem **9 sztuk elementów ochronnych** z wytrzymałej gumy typu “jeżyk”

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.