

# ZESTAW RATOWNICZY PSP R0 (BOX)



Zestaw ratowniczy PSP R0 to specjalnie przygotowany komplet ratowniczy przeznaczony na wyposażenie jednostek strażackich oraz innych służb ratowniczych.

**Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.**

**GTIN:** 5907568300137

---

**Kod produktu:** ZEST-004-PSP

**GTIN:** 5907568300137

**1 090,00 zł z VAT, 1 009,26 zł netto**

## Opis

Zestaw ratowniczy PSP R0 to specjalnie przygotowany komplet ratowniczy przeznaczony na wyposażenie jednostek strażackich oraz innych służb ratowniczych. Zestaw został tak skonstruowany, aby umożliwić podjęcie podstawowych działań w zakresie pierwszej pomocy z zachowaniem podstawowych zasad higieny:

1. zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych
2. prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii
3. unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
4. zapewnienie komfortu termicznego
5. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
6. opatrywanie oparzeń

## Skład wyposażenia zestawu

- 1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii**
  - Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 1, 3, 5) - 3 sztuki
- 2. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć**
  - Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych
  - Szyna usztywniająca typu SPLINT 46 cm
  - Szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm

### 3. Zapewnienie komfortu termicznego

- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 2 sztuki

### 4. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
- Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 5 sztuk
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup>
- Gaza opatrunkowa jałowa ½ m<sup>2</sup> – 2 sztuki
- Opaska dziana 10 cm x 4 m – 8 sztuk
- Chusta trójkątna tekstylna – 2 sztuki
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 2 sztuki
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m
- Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem
- Opaska uciskowa, staza taktyczna

### 5. Opatrywanie oparzeń

- opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm – 2 sztuki
- opatrunek hydrożelowy 5 x 15 cm – 2 sztuki

### 6. Zestaw uzupełniający

- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- Rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk
- Maski ratownicze typu POCKET MASK
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- Nóż do cięcia pasów ze zbijakiem szyb
- Akumulatorowa latarka czołowa

## Walizka transportowa

Zestaw ratowniczy PSP R0 umieszczono w ekstremalnie wytrzymałej walizce z **atestem IP67**, który gwarantuje wodoodporność w przypadku zanurzenia do 1 metra, a także ochronę przechowywanego wyposażenia przed kurzem i pyłem. Tworzywo, z którego wykonano kufer jest odporne na zginanie, naprężenie, uderzenie mechaniczne, działanie związków chemicznych, a także wysokich i niskich temperatur. Szczelność zamknięcia gwarantują dwie solidne klamry zatrzaskowe o wzmocnionej konstrukcji. Ponadto, walizka posiada elementy odblaskowe, które poprawiają

bezpieczeństwo użytkownika w ciemności.

Dane techniczne walizki:

- wymiary zewnętrzne walizki: 46,4 x 36,6 x 17,6 cm
- wymiary wewnętrzne walizki: 42,6 x 29 x 15,9 cm
- atesty: IP67 oraz ATA300
- ciężar: ok. 3,0 kg

### **Charakter modułowy**

Głównym założeniem przy tworzeniu zestawu walizkowego było osiągnięcie maksymalnej użyteczności produktu, umożliwiającej ratownikowi szybki i wygodny dostęp do dowolnego wyposażenia zestawu oraz udzielenie błyskawicznej pomocy poszkodowanemu. Dlatego walizka ma **charakter modułowy**. Na wyposażeniu walizki znajdują się **saszetki segregacyjne** o wymiarach 8 x 13 x 26 cm w różnych wersjach kolorystycznych ułatwiających segregację sprzętu i podział na moduły przeznaczone do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych. Każda z nich posiada przezroczyste okienko, które pozwala na kontrolę zawartości bez otwierania oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. W saszetkach zastosowano niełamliwe i niezawodne zamki YKK.

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy**

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.