

ZESTAW RATOWNICZY PSP R0



Zestaw ratowniczy PSP R0 to specjalnie przygotowany komplet ratowniczy przeznaczony na wyposażenie jednostek strażackich oraz innych służb ratowniczych.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

Kod produktu: ZEST-001-PSP

830,00 zł z VAT, 768,52 zł netto

Opis

Zestaw ratowniczy PSP R0 to specjalnie przygotowany komplet ratowniczy przeznaczony na wyposażenie jednostek strażackich oraz innych służb ratowniczych. Zestaw został tak skonstruowany, aby umożliwić podjęcie podstawowych działań w zakresie pierwszej pomocy z zachowaniem podstawowych zasad higieny:

1. zabezpieczenie/przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii
2. unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
3. zapewnienie komfortu termicznego
4. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
5. opatrywanie oparzeń

Skład zestawu ratowniczego PSP R0

- 1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii**
 - o zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 1, 3, 5) - 3 sztuki
 - o maska ratownicza typu POCKET MASK
- 2. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć**
 - o kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych
 - o szyna usztywniająca typu SPLINT 46 cm
 - o szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm
- 3. Zapewnienie komfortu termicznego**
 - o koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) - 2 sztuki

4. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

- o opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
- o kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 5 sztuk
- o gaza opatrunkowa jałowa 1 m²
- o gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – 2 sztuki
- o opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m – 8 sztuk
- o chusta trójkątna tekstylna – 2 sztuki
- o opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- o opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 2 sztuki
- o elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- o elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- o plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- o przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m
- o opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem
- o Opaska uciskowa, staza taktyczna

5. Opatrywanie oparzeń

- o opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm – 2 sztuki
- o opatrunek hydrożelowy 5 x 15 cm – 2 sztuki

6. Zestaw uzupełniający

- o płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- o rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk
- o nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- o nóż do cięcia pasów ze zbijakiem szyb

Torba na apteczkę

Wyposażenie apteczki umieszczono w torbie Black Front, model BF-M.

Materiał i użyte komponenty

Do stworzenia torby posłużyły najlepsze materiały oraz komponenty gwarantujące najwyższą jakość i długoletnią eksploatację. Produkt uszyto z bardzo wytrzymałego **materiału poliestrowego powlekanego POLYPLANEM**, który charakteryzuje się niezwykłą odpornością na przetarcia, ścieranie oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zewnętrzna powłoka z Polyplanu chroni przez przesiąkaniem płynów co gwarantuje plecakowi wodoszczelność oraz umożliwia szybką i bezproblemową dezynfekcję z wykorzystaniem powszechnych środków dezynfekcyjnych. Przy konstruowaniu torby użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne YKK 10 mm
- niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- certyfikowane taśmy odblaskowe firmy Reflexite
- tytanowe nici Reutex

Funkcjonalności torby

Torbę BF-M do apteczki pierwszej pomocy typu III wyróżnia wysoka funkcjonalność i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. Dzięki temu, dostęp do wyposażenia jest intuicyjny, a wszystkie sprzęty mają odpowiednie miejsce i znajdują się w zasięgu ratownika. Torba składa się z przestronnej komory głównej, w której znajdują się liczne gumowe przeszycia, uchwyty i mocowania. Pośrodku komory głównej umieszczono demontowaną wstawkę, która po jednej stronie posiada obszerną kieszeń siatkową, a po drugiej przezroczystą zakładkę. Na froncie znajduje się mniejsza komora z licznymi gumowymi przeszyciami, uchwytami i kieszeniami siatkowymi. W tylnej części torby znajdują się chowane szelki, dzięki którym użytkownik ma możliwość wygodnego **noszenia torby jako plecak**.

Charakterystyka torby

- wymiary: 37 x 33 x 25 cm
- torbę można nosić w rękę za pomocą wygodnej rączki, na ramieniu z użyciem pojedynczego paska oraz jako plecak dzięki chowanym szelkom
- na torbie umieszczono emblemat gwiazdy życia oraz elementy odblaskowe dla bezpieczeństwa użytkowników podczas zmroku
- dno torby zabezpieczone przed płynami i zabrudzeniami nieprzeziąkliwym materiałem POLYPLAN oraz elementami z gumy typu "jeżyk"

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.