

ZESTAW RATOWNICZY TRIAGE READY



Zestaw ratowniczy TRIAGE READY odpowiada na potrzeby działań w zdarzeniach masowych z dużą ilością ciężko poszkodowanych osób – współpracuje z dowolnym zestawem TRIAGE i umożliwia wykonanie natychmiastowej interwencji ratującej życie jednocześnie lub chwilę po dokonaniu oceny poszkodowanego i nadaniu mu odpowiedniego koloru z systemu segregacji.

Kod produktu: SZK-PARENT-519456

3 400,00 zł z VAT, 3 148,15 zł netto

Opis

Zestaw ratowniczy TRIAGE READY

Zestaw ratowniczy TRIAGE READY odpowiada na potrzeby działań w zdarzeniach masowych z dużą ilością ciężko poszkodowanych osób – współpracuje z dowolnym zestawem TRIAGE i umożliwia wykonanie natychmiastowej interwencji ratującej życie jednocześnie lub chwilę po dokonaniu oceny poszkodowanego i nadaniu mu odpowiedniego koloru z systemu segregacji.

Konfiguracja wyposażenia akcentuje zabezpieczanie masywnych krwotoków, zaopatrywanie otwartych ran klatki piersiowej oraz przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych u wielu poszkodowanych. Praca może odbywać się w trybie standardowego przenoszenia na obu szelkach (2 ratowników) – jeden transportuje plecak, drugi wydobywa sprzęt – frontowa kłapa ma mocowanie do pracy w pozycji półotwartej dla stałego dostępu do zawartości. Alternatywnie plecak można przygotować do obsługi przez jednego ratownika poprzez spięcie jednej szelki na skos i ukrycie drugiej w dedykowanej kieszeni co pozwala przewiesić plecak przez klatkę piersiową umożliwiając pełny dostęp do wyposażenia. Zestaw przeznaczony jest dla przeszkolonych ratowników.

Mały plecak militarny SBTR GEN2

Plecak SBTR GEN2 to kompaktowa baza dla różnego rodzaju zestawów ratowniczych. Wykonany z oryginalnej tkaniny CORDURA®, łączy wysoką odporność z pełną modułowością. Zewnętrzny standard PALS/MOLLE (laser cut) ułatwia dopinanie dodatkowych modułów, a uporządkowane wewnątrz – saszetki modułowe, zrywalny panel z linką shockcord oraz elastyczne taśmy – zapewnia szybki dostęp do kluczowego wyposażenia. Bryzgoszczelne zamki YKK, komponenty Duraflex i lekkie usztywnienia gwarantują niezawodność w terenie. Pojemność ok. 13,2 l (40 × 30 × 11 cm) sprawia, że SBTR GEN2 świetnie sprawdzi się zarówno w zestawach podstawowych, jak i w bardziej wyspecjalizowanych konfiguracjach.

Skład wyposażenia

1. Panel shockcord - komora główna

- Opatrunek indywidualny typu izraelskiego, szerokość 10 cm - 6 sztuk
- Staza taktyczna SWAT-T, kolor pomarańczowy - 4 sztuki
- Opatrunek wentylowy BLACK FRONT Chest Seal Vented - 6 sztuk
- Opatrunek okluzyjny BLACK FRONT Chest Seal Non-Vented - 6 sztuk
- Rękawiczki nitylowe L - 20 sztuk

2. Gumy mocujące

- Gaza taktyczna skompresowana - 10 sztuk
- Światło chemiczne Lightstick - 6 sztuk
- Mini marker Black Front - 1 sztuka

3. Panel shockcord - kłapa przednia

- Rurka nosowo-gardłowa 6,0 - 6 sztuk
- Rurka nosowo-gardłowa 7,0 - 10 sztuk
- Rurka nosowo-gardłowa 8,0 - 6 sztuk
- Lubrykant Optilube 5 g - 10 sztuk
- Nożyczki ratownicze Black Front PRO FLUO - 1 sztuka
- Wielofunkcyjny retraktor Black Front - 1 sztuka

4. Taśmy MOLLE

- Latarka czołowa - 1 sztuka
- Zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów - 1 sztuka
- Opaska uciskowa, staza taktyczna Black Front (fluo) - 10 sztuk
- Pionowy uchwyt MOLLE na opaskę - 2 sztuki
- Linka shockcord 30 cm, ze ściągaczem - 6 sztuk

5. Taśmy mocujące na dole plecaka

- Nosze płachtowe Black Front S-O-F-T - 1 sztuka

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Czarny, Czerwony

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.