

ZESTAW RATOWNIKA MEDYCZNEGO KSRG W PLECAKU



Plecak ratownika medycznego w KSRG to zestaw dedykowany ratownikom medycznym w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zaawansowanych procedur medycznych. Komplet stanowi uzupełnienie asortymentowe standardowych zestawów typu PSP R1. Zakres wyposażenia został dobrany zgodnie z wytycznymi **KSRG z czerwca 2021 roku** zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

Kod produktu: ZEST-005-PSP

3,750,00 zł z VAT, 3,472,22 zł netto

Opis

Plecak ratownika medycznego w KSRG to zestaw dedykowany ratownikom medycznym w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zaawansowanych procedur medycznych. Komplet stanowi uzupełnienie asortymentowe standardowych zestawów typu PSP R1. Zakres wyposażenia został dobrany zgodnie z wytycznymi **KSRG z czerwca 2021 roku** zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wideo prezentacja plecaka ratownika medycznego w KSRG

Skład wyposażenia

- Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem w etui
- Medyczny pulsoksymetr napalcowy CMS50-Pro
- Glukometr iXELL
- Komplet pasków do glukometru – 50 sztuk
- Laryngoskop światłowodowy z kompletem 4 rozmiarów łyżek typu McIntosh (metalowe, jednorazowe)
- Rurki intubacyjne z mankietem (rozmiary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 7 sztuk
- Rurki intubacyjne bez mankieta (rozmiary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 7 sztuk
- Prowadnica jednorazowa do rurki intubacyjnej – 3 sztuki

- Stabilizator do rurek intubacyjnych – 2 sztuki
- Strzykawka 10 ml – 3 sztuki
- Ampularium na 49 ampulek (puste, bez leków)
- Zestaw do konikopunkcji Quicktrach dla dzieci
- Zestaw do konikopunkcji Quicktrach dla dorosłych
- Kaniule (rozmiary 17 G, 18 G, 20 G, 22 G, 24 G) – po 2 sztuki
- Igła do iniekcji (rozmiary 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1 mm) – po 2 sztuki
- Strzykawka 2 ml – 4 sztuki
- Strzykawka 5 ml – 4 sztuki
- Strzykawka 20 ml – 4 sztuki
- Okleina do kaniul – 8 sztuk
- Staza do wkłuć – 2 sztuki
- Zestaw do przetaczania płynów – 3 sztuki
- Igła do odbarczania odmy Angiocatch
- Igła doszpikowa BIG dla dorosłych
- Igła doszpikowa BIG dla dzieci
- Gazik do dezynfekcji – 10 sztuk
- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- Kompres z gazy 10 x 10 cm, a3 – 4 sztuki
- Kompres z gazy 7.5 x 7.5 cm, a3 – 4 sztuki
- Rękawice diagnostyczne, nitrylowe – 100 sztuk
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- Okulary ochronne – 2 sztuki
- Maseczka ochronna chirurgiczna – 50 sztuk
- Pojemnik na odpady medyczne 700 ml

W zestawieniu nie ujęto kasku ochronnego, w który powinien być wyposażony ratownik według załącznika nr 3 wytycznych KSRR 2021. Wyposażenie poza medyczne.

Plecak ratowniczy BLACK FRONT, model BF-L

Modułowy plecak ratowniczy Black Front, model BF-L to niezawodne rozwiązanie transportowe na potrzeby służb ratowniczych, dla których istotnym parametrem jest duża pojemność przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru. Dzięki tej cesze, model BF-L jest niezwykle uniwersalnym plecakiem, który sprosta wymaganiom pracy w wielu warunkach. Plecak charakteryzuje wysoka funkcjonalność, dobór najwyższej jakości materiałów i komponentów oraz ciekawe rozwiązania konstrukcyjne. Po otwarciu komory głównej ratownik ma dostęp do całego asortymentu będącego na wyposażeniu zestawu.

Charakter modułowy

Cechą charakterystyczną plecaka BF-L jest szybki i wygodny dostęp do dowolnego wyposażenia zestawu, który umożliwia udzielenie błyskawicznej pomocy poszkodowanemu. Produkt ma **charakter modułowy**, co oznacza, że większość wyposażenia umieszczono w saszetkach segregacyjnych o różnych kolorach, przeznaczonych do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych. Na wyposażeniu plecaka znajduje się aż **7 sztuk saszetek**. Każda z saszetek posiada przeźroczyste okienko pozwalające na kontrolowanie zawartości bez konieczności otwierania oraz wygodną rączkę, na której umieszczono miejsce na plaketkę informującą o rodzaju wyposażenia.

Materiał i użyte komponenty

Do wykonania plecaka wykorzystano najlepsze materiały i komponenty gwarantujące najwyższą jakość. Plecak ratowniczy Black Front model BF-L został uszyty z certyfikowanego materiału **poliestrowego powlekanego POLYPLANEM** z atestem **odporności ogniowej** DIN EN 13 501-1. Cechą szczególną zastosowanej tkaniny jest niezwykła wytrzymałość na przetarcia oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zewnętrzna powłoka z Polyplanu chroni przed przesiąkaniem płynów co gwarantuje plecakowi **wodoszczelność** oraz umożliwia szybkie i **bezproblemowe czyszczenie** z wykorzystaniem powszechnych środków dezynfekcyjnych. Bezpieczeństwo wyposażenia oraz trwałość kształtu plecaka zapewnia **lekki stelaż wykonany z** pianki izolacyjnej wzmocnionej wytrzymałym plastyfikatorem. Dzięki temu plecak charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i sztywnością przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wagi. Przy konstruowaniu plecaka użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne firmy YKK 10 mm
- niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- certyfikowane taśmy odblaskowe firmy Reflexite
- tytanowe nici Reutex

Charakterystyka plecaka

- **wymiary plecaka:** 28 x 35 x 60 cm
- **pojemność:** 58,8 l
- modułowy charakter – w skład plecaka wchodzi 6 sztuk kolorowych saszetek segregacyjnych
- plecak posiada dedykowane miejsce na butlę tlenową wraz z uchwytem na rurki ustno-gardłowe
- dwie rączki na różnych bokach plecaka umożliwiają transport w ręku w pionie i poziomie, a obszyte grubą siatką szelki oraz system pasów mocujących z klamrami sprawiają, że plecak można nosić wygodnie także na plecach i klatce piersiowej
- wiele elementów odblaskowych przesztytowanych mocnymi nićmi **w trzech miejscach** wzdłuż krawędzi dla zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zerwaniem. Na froncie plecaka umieszczono emblemat gwiazdy życia
- spód plecaka oraz powierzchnię od strony szelek zabezpieczono umieszczeniem **10 sztuk elementów ochronnych** z wytrzymałej gumy typu “jeżyk”

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.