

# ZESTAW RUREK KRTANIOWYCH LTS-D 3, 4, 5 ZE STRZYKAWKĄ



Zestaw 3 sztuk rurek krtaniowych LTS-D nr 3, 4, 5 wraz ze strzykawką z kolorowymi miarkami.

**Kod produktu:** 32-06-209-1

**GTIN:** 4250105607789

---

**Kod produktu:** INT-012

**GTIN:** 4250105607789

**280,00 zł z VAT, 259,26 zł netto**

## Opis

Zestaw 3 sztuk rurek krtaniowych LTS-D nr 3, 4, 5 wraz ze strzykawką z kolorowymi miarkami. Rurki krtaniowe LTS-D umożliwiają intubację pacjenta bez użycia instrumentów takich jak laryngoskop. Taka intubacja nie drażni strun głosowych ani tchawicy, jest alternatywą dla masek krtaniowych. Ponadto, rurka posiada dwa nadmuchiwane woreczki, które uszczelniają kanały oddechowe oraz minimalizują ryzyko przedostania się powietrza do żołądka.

## Cechy produktu

- produkty jednorazowe
- rurki wykonane z wysokiej jakości PCV, bez dodatku lateksu
- pakowane indywidualnie

## W zestawie

- rurki krtaniowe LTS-D w trzech rozmiarach (3, 4, 5)
- strzykawka

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

VBM Medizintechnik GmbH, Niemcy

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

VBM Medizintechnik GmbH, Niemcy

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.