

ZESTAW SZKOLENIOWY PRESTAN INSTRUCTOR - PAKIET DO NAUKI RKO Z FANTOMAMI I AED



Zestaw Prestan Instructor Kit łączy najpopularniejsze fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (dwa fantomy osoby dorosłej w wersji Professional z diodami LED z akcesorium żeńskim oraz dwa fantomy niemowląt w wersji Professional) wraz z dwoma defibrylatorami szkoleniowymi AED UltraTrainer® oraz zestawem najczęściej używanych materiałów szkoleniowych CPR

Kod produktu: PP-INSTRKIT-1-MS

GTIN: 811675026550

Kod produktu: FAN-209

GTIN: 811675026550

7 200,00 zł z VAT, 5 853,66 zł netto

Opis

Zestaw Prestan Instructor Kit łączy najpopularniejsze fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (dwa fantomy osoby dorosłej w wersji Professional z diodami LED z akcesorium żeńskim oraz dwa fantomy niemowląt w wersji Professional) wraz z dwoma defibrylatorami szkoleniowymi AED UltraTrainer oraz zestawem najczęściej używanych materiałów szkoleniowych CPR — wszystko to w jednym komplecie, zapakowanym w wytrzymałą torbę z płótna z kółkami i teleskopową rączką dla zwiększenia mobilności. W pełni zgodny z obowiązującymi wytycznymi branżowymi, w tym z najnowszą dyrektywą AHA dotyczącą zintegrowanej informacji zwrotnej.

To co sprawia, że amerykańska marka Prestan odniosła globalny sukces i cieszy się bardzo dobrą reputacją na całym świecie, to świetna jakość oferowanych produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Wszystkie fantomy Prestan cechuje wysoka jakość wykonania, precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka i ciekawe rozwiązania podwyższające jakość kształcenia i komfort prowadzenia zajęć

- [Fantom osoby dorosłej z diodami LED Prestan Adult](#)
- [Fantom niemowlęcia z diodami LED Prestan Infant](#)
- [Defibrylator szkoleniowy Prestan AED UltraTrainer](#)

Opis działania wskaźnika LED

Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia	
W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED	
Poniżej 60 ucisków na minutę	
Od 60 do 79 ucisków na minutę	
Od 80 do 99 ucisków na minutę	
Od 100 do 120 ucisków na minutę	
Powyżej 120 ucisków na minutę (żółta dioda miga)	
Przerwanie uciskania klatki piersiowej (czerwona dioda miga)	

Skład oferowanego zestawu

- 2x Fantomy osoby dorosłej Prestan Adult Professional z informacją zwrotną CPR
- 2x Fantomy niemowlęcia Prestan Infant Professional z informacją zwrotną CPR
- 2x Defibrylatory szkoleniowe AED UltraTrainer®
- 2x Biustonosz szkoleniowy
- 2x Koszulki treningowe dla fantomów osoby dorosłej
- 2x Koszulki treningowe dla fantomów niemowląt
- 50x Wymienne drogi oddechowe dla dorosłych
- 50x Wymienne drogi oddechowe dla niemowląt
- 2x Resuscytatory (maska z workiem samorozprężalnym) dla dorosłych
- 2x Resuscytatory dla niemowląt
- 4x Maty do klęczenia Prestan
- 1x Torba transportowa z kółkami i teleskopową rączką

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

PRESTAN Products, LLC

5101 Naiman Parkway,
Solon, OH 44139
Stany Zjednoczone
+1 800 434 7989
info@prestanproducts.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

PRESTAN Europe B.V.
Celsiusstraat 15
6003 DG Weert
Holandia
+31 495 76 01 55
info@prestaneurope.eu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989
info@prestanproducts.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.